



## SCHEDA TECNICA

Codice articolo	16150/G	16150/V
Denominazione	ERGON - Barella Comfort a Cucchiaino a Geometria Variabile	
	Gialla/Blu	Verde/Blu
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1650 ÷ 2010
	Lunghezza ripiegata	1200
	Larghezza	430
	Altezza	75
	Altezza ripiegata	90
Materiali utilizzati	Lega Al, Polipropilene, Elastomero termoplastico	
Peso [kg]	10,5	
Portata max [kg]	170	
Temperatura [°C]	Utilizzo:	-10 ÷ +70
	Stoccaggio:	-50 ÷ +125
Umidità relativa [%]	Utilizzo:	5 ÷ 95
	Stoccaggio:	
Caratteristiche	Radio-trasparente nella zona centrale	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa di pazienti temporaneamente o permanentemente inabili, con patologie compatibili	
Conformità	Direttiva 93/42/CEE - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	102236
	CND	Vo899



2008

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)