



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7077/4RG PROOF	
Denominazione	MERCURY 5 - Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 versione alta con 4 ruote girevoli	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Lunghezza con carrello abbassato	1670
	Larghezza	570
	Altezza	1010 – 910 – 820 – 700 – 390
	Altezza ripiegata	310
	Altezza di carico	690 ÷ 710
Materiali utilizzati	AISI 304, Alluminio	
Ruote	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm	
Peso [kg]	49,5	
Portata max [kg]	250	
Destinazione d'uso	Trasporto, in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. La barella è idonea al trasporto dei pazienti su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	2062072
	CND	V0899



2308

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it