



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7097/4RG PROOF	
Denominazione	"MERCURY LITE 5" Barella autocaricante in alluminio, 5 posizioni, versione alta con 4 ruote girevoli, certificata EN 1865	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Lunghezza con carrello abbassato	1620
	Larghezza	560
	Altezza	1000 – 900 – 810 – 685 – 390
	Altezza ripiegata	310
	Altezza di carico	680 ÷ 700
Materiali utilizzati	Leghe di Alluminio	
Ruote	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm	
Peso [kg]	42	
Portata max [kg]	220	
Destinazione d'uso	Trasporto, in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. La barella è idonea al trasporto dei pazienti su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2109

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it