

**MEBER<sup>+</sup>**

# MERCURY<sup>EL</sup>



**L'ECCELLENZA PER TUTTI  
EXCELLENCE FOR ALL**

Barella autocaricante multilivello  
Multilevel Ambulance Cot



[www.meber.it](http://www.meber.it)

# MERCURY EL

Schienale con pistone  
pneumatico regolabile su  
infinite posizioni

Backrest supported with  
hydraulic ram, adjustable on  
infinite positions

Barelle e carrelli autocaricanti

Mercury EL è l'ultima nata nella gamma di barelle autocaricanti Me.Ber. Come tutti i modelli Mercury è caratterizzata da un'elevatissima **affidabilità e versatilità**. **Mercury EL è pensata come modello di ingresso della gamma Mercury**. Rispetto alle altre versioni non è dotata di carrello anteriore abbattibile e non dispone di versioni a quattro ruote girevoli. Mercury EL è tuttavia **una scelta eccellente** per chi vuole avere le stesse caratteristiche qualitative, ma in un prodotto più **semplice e accessibile**.

Mercury EL is the newest entry in Me.Ber's range of ambulance cots. Sharing many features from other Mercury models, the EL is a naturally highly **reliable and versatile** cot. This model **represents the entry level for the Mercury line**: unlike most Mercury models, the EL does not feature a foldable front trolley nor 4 swivel castors. However, this version serves as a **perfect solution** when a high standard of quality must be met while keeping things **easy and accessible**.



Bariatric



Pediatric



Trauma



**QUALITÀ 100% MADE IN ITALY. PER TUTTI.**  
**100% MADE IN ITALY QUALITY. FOR ALL.**



SafeFrame

## TELAIO SAFE-FRAME

Un pezzo unico

Il telaio della barella sopporta sollecitazioni meccaniche di elevata portata, per questo Mercury adotta **la filosofia costruttiva Me.Ber. Safe Frame** che consiste in un telaio unico. Grazie a questo importante accorgimento **la struttura è estremamente rigida e sicura** e non è soggetta ad indebolimenti.

## SAFE-FRAME TECHNOLOGY

A single piece

The frame of an ambulance cot must withstand intense mechanical stress: this is why Mercury features a single-piece frame, in line with **Me.Ber.'s Same Frame building philosophy**. Thanks to this expedient, **the structure of the cot is extremely safe and robust** through time.



**Sistema  
di fissaggio 10g**

10g Fixing system





## Fornita di serie con | Supplied with




Article Code

**7013/A - 7013/N**

Materasso a tre pezzi in skay ignifugo elettrosaldato. Disponibile nei colori arancione e nero.

Mattress made with Skay and fireproof padding. Available in orange or black colour.



Article Code

**612/N-2/MEB**

Cintura toracica regolabile nera o arancio/nera

Adjustable thoracic abdominal belt black or orange/black.



Article Code

**608-N/MEB**

Cintura nera 2 pezzi con gancio in metallo (L. 155 cm).

Black 2 pieces belt with metallic buckle a (L. 155 cm).

**MERCURY EL**

Barella autocaricante certificata  
Certified self-loading stretcher

Model	Colore Colour	Materiale Material	Altezza regolabile Adjustable height	Trendelenburg	Altezza intermedia Intermediate height	Altezza massima Max height	Altezza massima di carico Max loading height	Altezza minima di carico Min loading height	Altezza ripiegata Folded height	Larghezza Width	Lunghezza Length	Lunghezza minima Min length	Peso Weight	Portata Loading capacity
			cm		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
<b>MERCURY EL</b> Barella autocaricante nera in acciaio verniciato certificata Certified painted Steel self-loading stretcher														
7092 PROOF	■	Acciaio verniciato Painted Steel	✓		72	95	66	64	31	57	197	165	40	250
7094 PROOF	■	Acciaio verniciato Painted Steel	✓	✓	75	99	71	69	31	57	197	165	41	250

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 |

e-mail: info@meber.it