

MEBER⁺

FROG *LITE* **ADVANCE**

**LO STANDARD
DELL'AFFIDABILITÀ**
THE STANDARD OF
RELIABILITY

Barella autocaricante
Self-loading stretcher





www.meber.it

PERCHÉ GLI OPERATORI AMANO FROG? WHY OPERATORS DO LOVE FROG?



Maniglie estraibili
anteriori e
posteriori

Front and rear
extractable
handles




Carrello anteriore abbattibile

Foldable loading trolley with
space for object holder

Nei corridoi, nei
vani ascensore e nei
montacarichi

In the corridors, in the elevators
and in freight elevators.

FROG: PAROLA CHIAVE PER L'AFFIDABILITÀ **FROG: KEYWORD FOR RELIABILITY**



Schienale
reclinabile
0°-80°
bloccabile
in qualsiasi
posizione

Reclining backrest
0°-80° can be
locked in any
position




TELAIO MULTI-RAIL Supporto dove serve

Il telaio della barella sopporta sollecitazioni meccaniche di elevata portata, per questo Frog adotta la filosofia costruttiva Me.Ber. Multi-Rail che consiste in un telaio rinforzato in punti specifici. Grazie a questo accorgimento la rigidità è ottimizzata nei punti critici e l'insieme della barella è caratterizzato da una elevata robustezza.

MULTI-RAIL FRAME Support where you need it

The stretcher frame withstands high capacity mechanical stress, therefore Frog adopts the Me.Ber. Multi-Rail construction philosophy which consists in reinforced frame at specific points. Thanks to this trick stiffness is optimized at critical points and the stretcher is characterized by a high sturdiness.

Gambe protette da paracolpi
Legs protected by cot bumpers



Sistema di fissaggio 10g
10g Fastening system



Frog

Model	Colore Colour	Materiale Material	Altezza regolabile Adjustable height	Trendelenburg	Certificazione 10G 10G certified	Altezza massima Max height	Altezza massima di carico Max loading height	Altezza ripiegata Folded height	Larghezza Width	Lunghezza Length	Lunghezza minima Min length	Peso Weight	Portata Loading capacity
						cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
Frog Lite Advance Barella autocaricante in alluminio con leve estraibili e posizione Trendelenburg Aluminium self loading stretcher with extractable handles and Trendelenburg													
7265 PROOF		Leghe Al Leghe Al	✓	✓	✓	91,5	60÷66	31	56	196	167	36,5	250

 ART
7265 PROOF

FROG. PENSATA PER TUTTI.

Lo standard dell'affidabilità

Frog è la gamma di barelle autocaricanti Me.Ber. pensata per gli utilizzi quotidiani di ogni struttura del soccorso e dell'emergenza medica. Tutti i modelli Frog garantiscono i massimi standard di sicurezza e affidabilità. Nella gamma Frog è facile trovare l'allestimento ideale per il proprio modo di lavorare! Un'attenta analisi delle esigenze degli utilizzatori ha portato allo sviluppo di una offerta completa per ogni esigenza operativa.

FROG. DESIGNED FOR EVERYONE.

The standard of reliability

Frog is a range of Me.Ber. self-loading stretchers designed for daily use of each medical rescue and emergency facility. All Frog models guarantee the highest standards in safety and reliability. In the Frog range it is easy to find the ideal setting for your way of working! A careful user needs analysis led to the development of a complete offer for every operational need.

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Me.Ber. reserves the right to modify the content without prior notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale cannot be held responsible for any damage caused by incorrect or incomplete information. Pictures shown are for illustration purpose only.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780

| e-mail: info@meber.it