

# *Il diario di bordo delle* **Associazioni**

## **Pubblica Assistenza Sassuolo**



"Soltanto una vita vissuta per gli altri è una vita che vale la pena vivere"  
[Albert Einstein]

La PAS Pubblica Assistenza Sassuolo CROCE BLU onlus è un'associazione di volontariato laica, apartitica ed apolitica, facente parte della grande famiglia italiana delle Pubbliche Assistenze ANPAS e di conseguenza del movimento europeo Samaritan International.

La PAS ha svolto il suo primo servizio nel 2008, dopo l'acquisto della prima automedica e delle prime due ambulanze.

Nel 2009 riceve il riconoscimento come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e nel 2011 entra a far parte dell'ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.


Le parole chiave che animano la Pubblica Assistenza di Sassuolo sono 4:

**SOLIDARIETÀ:** i volontari dell'associazione si offrono di prestare aiuto ai più deboli senza distinzione di alcun tipo e senza chiedere nulla in cambio, ma solo con l'impegno di migliorare le condizioni di vita del malato e del debole svolgendo i servizi nel miglior modo possibile.

**DEMOCRAZIA:** qualsiasi cittadino che soddisfi i requisiti richiesti dallo statuto può diventare volontario senza discriminazioni di alcun tipo. L'associazione, infatti, è assolutamente convinta che ogni persona sia unica e speciale e che il rapporto con chi è "diverso" (per età, provenienza, esperienze di vita) sia una grandissima opportunità di crescita personale ed arricchimento. Il loro motto è "al mondo non ci sono estranei, ma solo amici che non abbiamo ancora incontrato" e questo principio si riflette anche nel funzionamento e nella gestione della PAS.

**TRASPARENZA:** nella scelte amministrative e di bilancio.

**PROFESSIONALITÀ:** è data grandissima importanza alla formazione continua dei volontari ed al loro percorso di inserimento nell'associazione. Il volontario soccorritore, infatti, pur non essendo un professionista del campo medico/sanitario, deve avere un bagaglio di conoscenze tale da saper gestire ogni situazione che si trova ad affrontare e da sapere interagire al meglio con il paziente che incontra nello svolgimento della sua opera.



## *Il diario di bordo delle* **Associazioni**

# "Rescue Advance"

**Il nuovo concetto di zaino per massime performance**

Nell'ultimo anno MeBer ha lanciato sul mercato una nuovissima linea di borse e zaini accuratamente studiata per affrontare al meglio qualsiasi intervento di soccorso.

La Pubblica Assistenza di Sassuolo ha testato sul campo il nuovissimo zaino di soccorso "Rescue Advance" e ha portato la sua testimonianza.

### **1) QUALE PRODOTTO DELLA NOSTRA NUOVA LINEA DI BORSE E ZAINI AVETE ACQUISTATO?**

Abbiamo acquistato un nuovo zaino da soccorso: il RESCUE ADVANCE.

### **2) SE TI CHIEDESSIMO DI ILLUSTRARCELO, COME LO DESCRIVERESTI?**

Il RESCUE ADVANCE è uno zaino da soccorso realizzato in nylon blu e dotato di grandi cerniere da 10 mm, caratteristiche che gli conferiscono un'altissima resistenza. Questo zaino è inoltre garanzia di sicurezza e maneggevolezza, grazie alla doppia banda rifrangente ad alta visibilità e agli spallacci ergonomici con chiusura frontale che facilitano il trasporto anche nelle situazioni più impervie.

### **3) NELLO SPECIFICO, QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL RESCUE ADVANCE CHE TI HANNO COLPITO DI PIÙ?**

Oltre agli elementi distintivi già sopra delineati, un'altra importante caratteristica che abbiamo particolarmente apprezzato è la grande capienza. Le sue ampie dimensioni e la sua suddivisione interna, infatti, lo rendono uno zaino perfetto sia per il soccorso sia per assistenze ed eventi sportivi.

La ripartizione in 3 maxi aree, due laterali e una frontale, massimizza la praticità e la capacità di contenimento, grazie alle reti di contenimento, collocate nelle pareti interne delle aree laterali e del vano centrale, che consentono di alloggiare diverso materiale.

Le 4 sacche laterali colorate fornite in dotazione, inoltre, si sono rivelate molto utili per poter modulare lo zaino in vari kit e per avere un rapido accesso al materiale occorrente.

Di non minor importanza sono le 3 sacche frontali, che consentono di collocare comodamente anche il materiale più voluminoso.

# *Il diario di bordo delle* **Associazioni**

## "Rescue Advance"

**Il nuovo concetto di zaino per massime performance**

### **4) PASSANDO ORA SUL "TEATRO OPERATIVO", COME SI COMPORTA LO ZAINO IN AZIONE?**

Ritengo che lo zaino si comporti molto bene durante le operazioni di soccorso. In particolare, credo che la sua conformazione interna ed esterna lo renda perfetto per l'utilizzo in qualsiasi condizione senza la necessità di doverlo sdraiare a terra. Il doppio fondo impermeabile in PVC e i 9 supporti in gomma, inoltre, incrementano la stabilità e l'isolamento del dispositivo.

Queste caratteristiche fanno in modo di esporre solo una piccola parte di zaino a contatto con il suolo, evitando così l'usura, il rischio di infettare lo zaino stesso con liquidi biologici o il rischio di bagnarlo andando così a danneggiare il materiale contenuto in esso.

### **5) IN CONCLUSIONE, QUAL È IL GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLO ZAINO?**

Siamo rimasti notevolmente soddisfatti dal RESCUE ADVANCE. È uno zaino altamente versatile e, cosa molto importante, è molto intuitivo sia da controllare durante la compilazione della CHECK LIST a inizio turno, sia da utilizzare mentre si sta eseguendo un intervento di soccorso.

Ringraziamo la Pubblica Assistenza di Sassuolo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate e, in particolare, il Signor Alessandro Grossi, responsabile dei materiali in PAS, per aver raccontato a nome suo e di tutta l'Associazione l'esperienza intrapresa con l'acquisto di uno dei dispositivi MeBer.



# *Il diario di bordo delle* **Associazioni**

## "Rescue Advance"

Art. 1358



Realizzato in nylon blu  
con doppie cuciture

Fondo impermeabile in  
PVC con 9 piedi di  
appoggio

Robuste cerniere da 10 mm

Bande rifrangenti ad alta visibilità



Zaino realizzato in nylon antistrappo blu con doppie cuciture, ampie bande rifrangenti ad alta visibilità, spallacci rinforzati e robuste cerniere da 10 mm. È dotato di un ampio vano con apertura frontale, all'interno del quale sono presenti 4 tasche laterali a rete e un supporto in Velcro® per il fissaggio di 3 custodie colorate e, come optional disponibile, anche una sacca porta-fiale a scomparti. Le due ampie sezioni laterali apribili contengono 4 borse di colori differenti per l'identificazione rapida dei vari kit in esse contenuti. Completano lo zaino un doppio fondo impermeabile in PVC e 9 supporti di appoggio in materiale plastico, che consentono un ottimo isolamento dalle superfici.

**Dimensioni: 50 x 45 x 30 cm (LxHxP).**

# *Il diario di bordo delle* **Associazioni**

## "Rescue Advance"



**Art. 1362-001/G | 1362-001/V | 1362-001/R | 1362-001/B**

**Sacca quadrata interna gialla, verde, rossa e blu per zaini**

Lo zaino "Rescue Advance" è fornito di serie con 7 sacche portaoggetti colorate: 3 per il vano centrale e 4 per il vano laterale.

Le sacche quadrate sono disponibili nei colori giallo, verde, rosso e blu e sono dotate di fascia in Velcro® per l'ancoraggio agli appositi supporti presenti sulle pareti interne dei vani laterali e frontale dello zaino.

È possibile acquistare a parte più sacche oltre a quelle già disponibili di serie.



**Dimensioni: 23 x 23 x 10 cm (LxHxP).**