

MEBER.IT

www.meber.it

Medical Journal

Organo di informazione aziendale realizzato
da Me.Ber. srl. Per informazioni contattare
contact@meber.it o accedere al sito www.meber.it



Ottobre 2005

Numero

5

Speciale Manutenzione

Grandi Offerte d'Autunno

SIETE IN REGOLA CON LA 626?

Scopritelo in questo interessante articolo
realizzato in collaborazione con un esperto
legale.

A pagina 6

Le normative sulla sicurezza del posto di lavoro e la disciplina della responsabilità civile comportano obblighi per i responsabili del soccorso e dell'emergenza. Un articolo del Dott. Pietro Pettenati introduce questo tema affrontando argomenti di grande interesse ed attualità. Tra questi emerge la necessità di una manutenzione adeguata ai dispositivi e alle attrezzature. Non solo le norme prescrivono di scegliere prodotti di qualità elevata, ma richiedono che questi vengano sottoposti ad adeguate attività di manutenzione.

Segue a pagina 6

22 prodotti
in promozione



Kit Completo

- 1 Tavola spinale Duck
(a scelta tra 9022 -9024 9026) +
- 1 Fermacapo pediatrico 627 +
- 1 Cinture "ragno" pediatriche 692

€ 234,50
+ I.V.A.
solo fino al 30/12/2005



MEBER

offerte

Aspiratori e non solo LE GRANDI OFFERTE D'AUTUNNO

Aspiratore

**Quick
Draw****Art. 11180**

"QUICKDRAW" ASPIRATORE MANUALE A BATTERIA

Con poco più di 1 Kg di peso, l'aspiratore Quickdraw risulta più efficiente di molti degli aspiratori tradizionali. Compatto e leggero, può entrare in un kit per il trattamento delle vie respiratorie ed essere pronto all'uso in ogni circostanza. Il percorso dei fluidi così breve e ampio consente al Quickdraw di evacuare più velocemente anche fluidi con corpi solidi. Potete afferrare il Quickdraw da qualunque posizione e utilizzarlo in svariate situazioni di emergenza. Il regolatore a due posizioni è integrato nel vaso usa e getta per ridurre la pressione quando richiesto. Fornito di serie con carica-batteria da accendisigari.

€ 507,50

+ I.V.A.

solo fino al 30/12/2005

Numerosi accessori disponibili ➔

**Accessori art. 11180****Art. 11184**VASO DI RACCOLTA SEGRETI
MONOUSO**Art. 11186**

CARICABATTERIA 220V

Art. 11188

BORSA PER ASPIRATORE IN NYLON



Più sicurezza a bordo Gli aspiratori Quick-Draw 11130 e 11134 sono dotati di un sistema di fissaggio in grado di sopportare shock di 10g. Grazie a questa caratteristica garantiscono la massima sicurezza a bordo delle ambulanze anche in caso di incidenti o urti particolarmente violenti.





Aspiratore VX2 TOP

Art. 11130

"VX-2 TOP" ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE CON STAFFA
SUPPORTO CARICA BATTERIE 10G

Potente, versatile, il supporto carica batteria a parete
tiene in tutta sicurezza (tenuta dispositivo testata
a 10g. in caso di incidente) l'unità di aspirazione
e utilizza l'energia del veicolo per far funzionare
l'aspiratore come un dispositivo fisso a bordo,
mentre, al contempo, ricarica la batteria interna.
Quando viene rimosso dal proprio supporto, il VX-2
diventa una unità di aspirazione portatile versatile,
duratura, ed equipaggiata di tutte le funzioni richieste
ad un aspiratore chirurgico.

€ 854,00

+ I.V.A.
solo fino al 30/12/2005

Aspiratore EVX Basic



Art. 11134

"EVX BASIC" ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE CON STAFFA SUPPORTO 10G

L'EVX è un aspiratore portatile, alimentato da una batteria a 12 V CC
sigillata in grado di azionare l'unità a piena potenza per circa 45 minuti
Le batterie sono ricaricate mediante un collegamento diretto al veicolo
(cavo fornito) o da un caricabatteria a voltaggio fisso SSCOR, opzio-
nale. Aspirazione istantanea ed efficace, regolazione della potenza di
aspirazione, comandi chiari e facilmente accessibili, vaso di raccolta
dotato di filtro antibatterico, conferiscono all'EVX caratteristiche uniche
e affidabili nel campo dell'aspirazione chirurgica.

€ 756,00

+ I.V.A.

solo fino al 30/12/2005

Accessori art. 11130/4



1 Art. 11152

STAFFA SUPPORTO MURALE CERTIF. 10 G

2 Art. 11156

TUBO ASPIRAZIONE PAZIENTE MONOUSO

3 Art. 11158

SONDA JANKAUER PER ASPIRAZIONE

4 Art. 11160

CINTURA TRACOLLA CON BORSA

5 Art. 11162

VASO MONOUSO DA 1 LITRO

6 Art. 11168

CARICABATTERIA A 220V PER ASPIRATORE



Art. 894

"SNAKE" MATERASSO A DEPRESSIONE A CAMERE INDIPENDENTI

Materasso a depressione con 14 camere indipendenti per una perfetta e veloce immobilizzazione. Leggero e robusto, dotato di 8 maniglie ergonomiche, cinture di sicurezza e una perfetta avvolgibilità del paziente. Certificato EN1865.

€ 231,00

+ I.V.A.

solo fino al 30/12/2005

Accessori art. 894

Art. 888

POMPA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO

Pompa di aspirazione per materassi realizzata in alluminio con supporto per il piede per facilitare l'aspirazione.

€57,40 + I.V.A.



Art. 896

POMPA DI ASPIRAZIONE IN ABS

Pompa di aspirazione in ABS per materassi, usata per aspirare o gonfiare completa di raccordi.

€21,00 + I.V.A.



€ 297,50

Art. 630

BARELLA ATRAUMATICA A CUCCHIAIO ANODIZZATA GRIGIA

- Consente la perfetta immobilizzazione del paziente durante il trasporto.
- Efficace dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella
- Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico
- Borsa con n. 3 cinture a sgancio rapido per

l'immobilizzazione del paziente

- Facile sistemazione in ambulanza in posizione ripiegata
- Costruita interamente in alluminio robusto e leggero
- A richiesta è disponibile la custodia per barella (art. 630/CS)

+ I.V.A.

solo fino al 30/12/2005

Art. 889

POMPA IN ALLUMINIO PICCOLA

Pompa in alluminio piccola per steccobende a depressione.

€38,50 + I.V.A.



Art. 9010-2-5

"GALAXY" TAVOLA SPINALE GIALLA/ARANCIO/BLU

Nuova tavola spinale realizzata con materiale plastico ad alta resistenza. Dotata di 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo e 2 incavi nella

parte d'appoggio, per chi blocca la base nel modo tradizionale, che permettono ai cinturini a strappo di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamento in ambulanza. Inoltre dispone di 20 maniglie per il trasporto ed è completa di 3 cinture a sgancio rapido. E' traslucida ai raggi X e può essere fornita in 3 diverse colorazioni, gialla arancio e blu.

€ 129,50

+ I.V.A.

solo fino al 30/12/2005

Estricazione ancora più conveniente

PICCOLI BUDGET GRANDI PRODOTTI

Il 2005 sta per finire e i vostri budget anche? Non preoccupatevi! Me.Ber è con voi con una grande offerta promozionale. Oltre 22 prodotti di alta qualità della linea aspiratori e della linea estricazione sono super-scontati. Affrettatevi! Gli sconti durano fino al 30 dicembre. E' una grande occasione per acquistare prodotti essenziali per il primo soccorso e l'emergenza a condizioni estremamente vantaggiose.



Art. 417

SET DI STECCOBENDE "NEOFIX" CON CUSTODIA
Steccobende rigide flessibili in neoprene, complete di un'anima in alluminio. Lo speciale prodotto usato per la realizzazione permette di mantenere la temperatura corporea costante, di adattare le steccobende ad ogni tipo di arto e di pulirle e disinfettarle con molta facilità. Disponibili 5 diverse misure: gamba, braccio, avambraccio, polso e caviglia/gomito.

€176,40 + I.V.A.



Art. 886

"HALLEY" SET DI STECCOBENDE A DEPRESSIONE CON POMPA E CUSTODIA
Immobilizzano perfettamente gli arti inferiori e superiori aspirando l'aria interna, sono dotate di valvola di aspirazione posta all'esterno per non causare disturbo al paziente. Il set è composto da: braccio, gamba, avambraccio, pompa piccola per il vuoto e sacca in nylon. Tutte le steccobende sono radiotrasparenti

€217,00 + I.V.A.

Art. 899

"MED" IMMOBILIZZATORE SPINALE

Ideale per l'immobilizzazione e l'estrazione di un paziente bloccato in situazioni di difficile emergenza quali ad esempio gli incidenti stradali. Permette di bloccare in senso verticale ed orizzontale la testa e la colonna vertebrale per limitare al minimo tutti i traumi che possono derivare da uno spostamento non corretto del paziente. E' dotato di fibbie e cinture colorate per un facile uso, di un cuscinetto imbottito e due cinturini a strappo per la fronte ed il mento. E' completo di custodia per il trasporto.

€135,80 + I.V.A.



Art. 836

PATRIOT COLLARE CERVICALE REGOLABILE
Nuovo collare cervicale regolabile in 4 differenti altezze. E' dotato di supporto per il mento preformato, clips di bloccaggio, pannello posteriore di ventilazione ed apertura tracheale allargata. Realizzato con polietilene ad alta densità ed imbottitura in materiale schiumato. E' radiotrasparente ai raggi X ed è facilmente lavabile e disinfettabile.

€13,30 + I.V.A.



Art. 856/876

Il set di collari cervicali ANTARES è uno strumento altamente professionale ed indispensabile per l'operatore del soccorso. Costituito da 2 pz., il collare si posiziona nella parte anteriore e posteriore del collo, consentendo una perfetta immobilizzazione del rachide cervicale. Dotato di foro centrale per l'effettuazione di un eventuale tracheotomia, è facile da applicare e regolare grazie alle chiusure a strappo realizzate in diversi colori per contraddistinguere le varie misure. E' realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica.

I collari cervicali rigidi Sirius ad 1 pz. sono realizzati in polietilene trasparente e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotati di chiusure regolabili a strappo colorate per contraddistinguere le varie misure, sono provvisti di foro centrale per la tracheotomia.

Art. 856 €113,40 + I.V.A.

Art. 876 € 94,50 + I.V.A.

Art. 856



Art. 876



L'obbligo di manutenzione periodica delle barelle

Cosa dice la legge a proposito della manutenzione delle attrezzature?

a cura del Dott. Pietro Pettenati, esperto legale

Le barelle sono dispositivi medici di classe 1.

La normativa a cui fare riferimento è quindi, in primis, la direttiva 93/42 CE recepita in Italia con il D.lgs 46/97, inerente la sicurezza dei dispositivi medici.

La direttiva impone la marcatura CE di tutti i dispositivi messi in commercio dopo il giugno 1998. La marcatura Ce viene apposta sul dispositivo solo quando questo risponde ai requisiti di sicurezza previsti nell'allegato 1 della direttiva.

L'obbligo di garantire la sicurezza del dispositivo cade quindi in

primo luogo sul fabbricante. Essendo, però, l'obiettivo della direttiva quello di **garantire la sicurezza del prodotto** non solo al momento della sua immissione in commercio ma anche successivamente, sono previsti obblighi anche per l'acquirente/utilizzatore. In particolare l'art. 2 dir. 93/42(art. 3 D.lgs 46/97) prevede che il dispositivo sia oggetto di **adeguata manutenzione al fine di non compromettere la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi**. Chi acquista una barella ha così l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione

periodica alle scadenze indicate nelle istruzioni per l'uso allegate al prodotto.

Si può, quindi, affermare che la manutenzione è un momento fondamentale per garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza indicati nell'allegato 1 della direttiva.

Ma non solo. Eseguire la manutenzione periodica significa anche mantenere in capo al fabbricante la responsabilità del mantenimento dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva, che in caso contrario si trasferirebbe sull'utilizzatore. E' bene infine ricordare che chi esegue la manutenzione deve **garantire competenza tecnica ed adeguata conoscenza del dispositivo**. Non c'è quindi soluzione migliore (anche ai fini della responsabilità) che quella di affidare tali interventi al fabbricante del dispositivo od ad altro soggetto da lui delegato o autorizzato.

Altra normativa a cui fare

riferimento è poi sicuramente il D.lgs 626/94 in tema di sicurezza sul lavoro.

L'art. 35 D.lgs 626/94 prevede tra gli obblighi in capo al datore di lavoro e/o al preposto quello di **"prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione"** al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al loro utilizzo. Tale obbligo è, tra l'altro, sanzionato penalmente dall'art. 89 con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 1.549,37 a 4.131,65 euro.

In conclusione si può dire che eseguire la manutenzione periodica dei dispositivi medici (le barelle nel nostro caso) è condizione necessaria per mantenere lo standard di sicurezza previsto dalla legge e per evitare che la responsabilità per danni derivanti dal loro utilizzo passi in capo all'acquirente/utilizzatore.



La risposta di Me.Ber. alle esigenze dei clienti

I nuovi programmi di assistenza integrativa per i prodotti Me.Ber.

Me.Ber. Security Plan

I servizi di post-vendita e assistenza Me.Ber.

Nell'emergenza e nel soccorso occorre essere sempre presenti, sempre disponibili. Lo stesso è richiesto ai prodotti che si utilizzano. In particolare barelle, carrelli autocaricanti e sedie portantine sono tra i dispositivi che maggiormente richiedono la massima efficienza.

Me.Ber. risponde a questa esigenza con nuovi servizi di assistenza e manutenzione grazie ai quali è possibile mantenere in perfetta funzionalità il proprio parco attrezzature.

Perchè usufruire dei servizi Me.Ber.?

Ci sono numerosi vantaggi nell'usufruire dei servizi di assistenza e manutenzione Me.Ber., tra questi:

- Costi certi e tariffe competitive per le principali attività di assistenza e manutenzione. In questo modo i costi sono certi ed è più facile definire i propri budget.
- Costi di spedizione compresi nel prezzo (service Premium)
- Maggiore affidabilità dei prodotti, aumento della vita operativa. I dispositivi che vengono controllati periodicamente direttamente dal produttore sono più sicuri e durano più a lungo.
- Minore responsabilità in caso di incidenti. Chi può certificare di avere compiuto tutte le attività prescritte dal produttore è più tutelato nel caso in cui si verificano incidenti. La negligenza del responsabile dell'emergenza infatti si applica anche nel caso in cui non abbia provveduto ad una corretta manutenzione.

L'ASSISTENZA SECONDO ME.BER.

Service Basic

I servizi di base per i clienti più esigenti

Il pacchetto Basic dà diritto ai possessori di barelle autocaricanti e sedie portantine a: lavaggio/pulizia del prodotto, verifica dei sistemi di sicurezza, revisione generale, oltre a:

- **per le barelle:** ingrassaggio, sostituzione due ruote \varnothing 125mm, sostituzione paracolpi, sostituzione cavallotti spondine
- **per le sedie:** controllo leve estraibili, registrazione organi di chiusura



Service Premium

Ancora più servizi...

Il pacchetto Premium estende il pacchetto Basic aggiungendo la totale copertura delle spese di spedizione del prodotto in manutenzione e il prodotto sostitutivo. Questo servizio permette quindi di mantenere invariato il proprio potenziale operativo potendo contare sempre su una sedia o una barella sostitutiva durante il periodo necessario alla manutenzione. Inoltre per le barelle autocaricanti il servizio Premium comprende l'aggiornamento del prodotto con eventuali migliorie tecniche rilasciate dal produttore.**

Novità!

Mettete al sicuro la vostra professionalità





Novità per le case di cura Linea SilverLine

SilverLine è la nuova linea di prodotti Me.Ber. per le case di cura. E' una selezione di prodotti studiata per fornire un supporto professionale agli operatori del settore.

SilverLine nasce dalla tradizione di qualità Me.Ber. che da sempre è impegnata nello sviluppo di soluzioni per il primo soccorso e l'emergenza medica, settori in cui non può esistere approssimazione. Per questo tutti i prodotti SilverLine offrono garanzie di affidabilità e sicurezza ai massimi livelli.



La linea SilverLine di Me.Ber. è studiata quindi per offrire la massima tranquillità sia agli operatori che agli amministratori delle case di cura con un supporto totale e la garanzia di un'azienda leader del settore. A corollario della propria gamma prodotti Me.Ber. ha recentemente lanciato il programma di manutenzione SecurityPlan (vedi pag. 7). Si tratta di programmi specifici per sedie portantine, barelle, carrelli autocaricanti e altri prodotti che assicurano al cliente la massima funzionalità delle attrezzature durante tutta la loro vita operativa.



Me.Ber. Etica in azienda

Consegnato alla Lega del Filo d'Oro il ricavato dell'iniziativa Me.Ber. Aid 2005.

Il 15 settembre 2005 il titolare di Me.Ber. Andrea Bertozzi ha consegnato il ricavato dell'iniziativa benefica Me.Ber. Aid 2005 a Rossano Bartoli, segretario nazionale della Lega del Filo d'Oro. La cerimonia di consegna è avvenuta ad Osimo presso la sede nazionale dell'ente di solidarietà. "Il contributo di Me.Ber. andrà a famiglie che hanno realmente bisogno di sostegno" ha dichiarato Andrea Bertozzi durante la cerimonia aggiungendo che "un'azienda moderna non può tralasciare il proprio ruolo sociale in quanto è proprio dalla società che trae le proprie risorse; etica e solidarietà sono quindi presupposto essenziali per uno sviluppo sostenibile."



GraphoServiceParma

Compilate questo modulo per avere informazioni sui prodotti Me.Ber. e sulle promozioni di questo numero. Una volta compilato inviate questo modulo al numero di fax 0521 648780 o inviatelo per posta all'indirizzo che trovate in fondo alla pagina.

InfoFax

Azienda o Organizzazione

Nome

Cognome

Indirizzo

C.A.P.

Località

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Sono interessato a:

Consenso al trattamento dei dati personali

☐

Meber s.r.l. Via Langhirano, 270 - 43100 Fontanini (Parma) Italy
Tel. ++39 0521 648770/648881 Fax ++39 0521 648780
email: contact@meber.it

Dati tecnici e specifiche possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. Me.Ber. S.r.l. non può essere considerata responsabile per danni derivanti dalla mancata o dall'inesattezza di indicazioni riportate su questo supporto.