



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	12084	12086	12088
Denominazione	Set	Ala bariatrica per barelle autocaricanti con kit di fissaggio	
		Destra	Sinistra
Dimensioni [mm]			
Lunghezza	-	1360	1360
Larghezza	-	270	270
Larghezza piano d'appoggio	-	195	195
Altezza	-	105	105
Materiali utilizzati	Acciaio inox, Leghe Al		
Peso [kg]	14	7	7
Destinazione d'uso	Ausilio al trasporto in posizione orizzontale di pazienti obesi temporaneamente o permanentemente inabili, con patologie compatibili; utilizzabile solo con barelle ME.BER modelli MBS-01, Frog, Mercury		
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I		



2305

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it