



## BULLETIN TECHNIQUE

Code article	12084	12086	12088
Dénomination	Set	Aile bariatrique pour brancards auto-chargeurs avec kit de fixation	
		Droite	Gauche
Dimensions [mm]			
Longueur	-	1360	1360
Largeur	-	270	270
Largeur du tableau	-	195	195
Hauteur	-	105	105
Matériaux utilisés	Acier inoxydable, aluminium, Nylon		
Poids [kg]	14	7	7
Destination d'utilisation	Aide au transport horizontal pour les patients obèses temporairement ou définitivement invalides et présentant des pathologies compatibles ; ne peut être utilisé qu'avec les brancards ME.BER. modèles MBS-01, Frog, Mercury		
Conformité	MDR 2017/745 - Dispositif médical de Classe I		



2305

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)