



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	12170	12172
Dénomination	Matelas noir pour aile bariatrique pour brancards à chargement automatique	
	Droite	Gauche
Dimensions [mm]		
Longueur	1390	
Largeur	220	
Hauteur	30	
Poids [kg]	0,8	
Matériaux utilisés	PVC, polyuréthane	
Destination d'utilisation	Aide auxiliaire pour le transport de patients obèses en position allongée et le chargement dans les véhicules d'urgence. Convient aux ailes bariatriques Art. 12086-12088 fabriqué par ME.BER.	
Conformité	MDR 2017/745 - DM di Classe I	



2305

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it