



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	13010	
Denominazione	ICARUS - Barella multilivello con spondine	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1910
	Larghezza	620
	Altezza	420 ÷ 880
Materiali utilizzati	AISI 304, Alluminio anodizzato, ABS	
Ruote	n°2 Ø125 mm (girevoli c/freno) n°2 Ø125 mm (fisse)	
Peso [kg]	29,5	
Portata max [kg]	170	
Destinazione d'uso	Trasporto di pazienti in posizione distesa in locali ospedalieri, case di cura e/o case di riposo	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	109008
	CND	Y123099



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it