

SCHEMA SCHEMA TECNICA

Codice articolo	13012
Denominazione	ICARUS - Barella multilivello con vasca in acciaio
Dimensioni [mm]	Lunghezza 1980
	Larghezza 620
	Altezza 510 ÷ 960
Materiali utilizzati	AISI 304, Alluminio anodizzato
Ruote	n°2 Ø125 mm (girevoli c/freno) n°2 Ø125 mm (fisse)
Peso [kg]	39
Portata max [kg]	170
Destinazione d'uso	Trasporto di salme
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it