



## SCHEDA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>13018</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>CRONOS - Barella multilivello con schienale e trendelenburg</b>	
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza	1980
	Larghezza	590
	Altezza	480 ÷ 860
<b>Materiali utilizzati</b>	AISI 304, Alluminio anodizzato, HDPE, ABS	
<b>Ruote</b>	n°2 Ø200 mm (girevoli c/freno) n°2 Ø200 mm (fisse)	
<b>Peso [kg]</b>	37	
<b>Portata max [kg]</b>	170	
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto di pazienti in posizione distesa in locali ospedalieri, case di cura e/o case di riposo	
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 - DM di Classe I	
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM	109016
	CND	Y123099



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)