

BULLETIN TECHNIQUE

Code article	1550
Dénomination	Civière militaire pliante avec feuille verte
Dimensions [mm]	Longueur 1860 ÷ 2310
	Largeur 580
	Largeur plié 110
	Hauteur 170
Matériaux utilisés	Aluminium, acier, Nylon+PVC
Poids [kg]	9
Portée max [kg]	170
Equipment	n°4 pieds n°4 poignées
Destination d'utilisation	Transport à la main de patients en position horizontale et avec des pathologies compatibles, avec incapacité temporaire ou permanente
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I



2207

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it