



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	16100
Dénomination	Barquette de sauvetage universel avec ceintures et repose-pieds
Dimensions [mm]	Longueur 2160
	Largeur 610
	Hauteur 170
Matériaux utilisés	Aluminium, ABS, mousse EVA
Poids [kg]	15
Portée max [kg]	300
Intervalle de température [°C]	-25 ÷ 60
Destination d'utilisation	Transport de patients sur des berceaux ou des civières classiques à partir d'endroits difficiles d'accès
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I



2205

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it