

SCHEMA TECNICA

Codice articolo	16102	
Denominazione	Barella TOBOGA divisibile con cinture e poggiatesta	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	2160
	Lunghezza divisa	1080 (1140)
	Larghezza	610
	Altezza	170
Materiali utilizzati	Alluminio, ABS, schiuma EVA	
Peso [kg]	15	
Portata max [kg]	300	
Intervallo di temperatura [°C]	-25 ÷ 60	
Destinazione d'uso	Trasporto di pazienti su lettini o barelle convenzionali da luoghi di difficile accesso	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	711740
	CND	V0899



2205

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it