

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Denominazione	
630	'MAXIMA' Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia	
630/A	'MAXIMA' Barella atraumatica a cucchiaio verniciata arancio	
630/B	'MAXIMA' Barella atraumatica a cucchiaio verniciata blu	
630/G	'MAXIMA' Barella atraumatica a cucchiaio verniciata gialla	
630/N	'MAXIMA' Barella atraumatica a cucchiaio verniciata nera	
630/V	'MAXIMA' Barella atraumatica a cucchiaio verniciata verde	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1670 ÷ 2020
	Lunghezza ripiegata	1200
	Larghezza	420
	Altezza	70
	Altezza ripiegata	90
Materiali utilizzati	Al anodizzato	
Peso [kg]	10	
Portata max [kg]	170	
Destinazione d'uso	Trasporto, in posizione orizzontale, di pazienti con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	98238
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it