


BULLETIN TECHNIQUE

Code article	Dénomination	
630	'MAXIMA' Civière en cuillère anodisé gris	
630/A	'MAXIMA' Civière en cuillère peint en orange	
630/B	'MAXIMA' Civière en cuillère peint en bleu	
630/G	'MAXIMA' Civière en cuillère peint en jaune	
630/N	'MAXIMA' Civière en cuillère peint en noir	
630/V	'MAXIMA' Civière en cuillère peint en vert	
Dimensions [mm]	Longueur	1670 ÷ 2200
	Longueur plié	1200
	Largeur	420
	Hauteur	70
	Hauteur plié	90
Matériaux utilisée	Aluminium	
Poids [kg]	10	
Capacité maximale [kg]	170	
Usage prévu	Transport de patients en position couchée et chargement sur des véhicules de secours	
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Class I Certifiée UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2207

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it