

## SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Denominazione	
<b>631</b>	<b>MAXIMA - Barella atraumatica a cucchiaio anodizzata grigia con testa/tronco ad 1 pz</b>	
<b>631/G</b>	<b>MAXIMA - Barella atraumatica a cucchiaio con testa/tronco ad 1 pz verniciata gialla</b>	
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza	1670 ÷ 2020
	Lunghezza ripiegata	1200
	Larghezza	420
	Altezza	70
	Altezza ripiegata	90
<b>Materiali utilizzati</b>	Al anodizzato (631) / verniciato (631/G)	
<b>Peso [kg]</b>	9,5	
<b>Portata max [kg]</b>	170	
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto di pazienti in posizione distesa e caricamento su mezzi di soccorso	
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865 – UNI EN 1789	
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM	98279
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: [info@meber.it](mailto:info@meber.it)