

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>633</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>"AXIM" Barella a cucchiaio in alluminio con testa/tronco ad 1 pz.</b>	
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza	1680 ÷ 2110
	Lunghezza ripiegata	1200
	Larghezza	420
	Altezza	60
	Altezza ripiegata	90
<b>Materiali utilizzati</b>	Lega alluminio	
<b>Peso [kg]</b>	8,3	
<b>Portata max [kg]</b>	170	
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto di pazienti in posizione distesa e caricamento su mezzi di soccorso	
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789	
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM	2126415
	CND	V0899



2205

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: [info@meber.it](mailto:info@meber.it)