

SCHEMA TECNICA

Codice articolo	638
Denominazione	Barella soccorso pieghevole con schienale regolabile
Dimensioni [mm]	Lunghezza 1870
	Lunghezza ripiegata 980
	Larghezza 490
	Altezza 140
	Spessore ripiegata 170
Materiali utilizzati	Al anodizzato, Nylon spalmato PVC
Peso [kg]	9,2
Portata max [kg]	170
Dotazioni	n°2 ruote Ø100 mm n°2 piedini
Destinazione d'uso	Trasporto a mano di pazienti in posizione orizzontale e con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili.
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM 98395
	CND V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it