


## SCHEDA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>640</b>
<b>Denominazione</b>	<b>Barella soccorso senza schienale</b>
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza 1860
	Lunghezza ripiegata 920
	Larghezza 480
	Altezza 140
	Spessore ripiegata 170
<b>Materiali utilizzati</b>	Al anodizzato, Nylon spalmato PVC
<b>Peso [kg]</b>	6,5
<b>Portata max [kg]</b>	170
<b>Dotazioni</b>	n°2 ruote Ø100 mm n°2 piedini
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto a mano di pazienti in posizione orizzontale e con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili.
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di classe I
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM 98451
	CND V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: [info@meber.it](mailto:info@meber.it)