



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	643	
Dénomination	Brancard de secours pliable en 4	
Dimensions [mm]	Longueur	1950
	Longueur plié	970
	Épaisseur plié	170
	Largeur	490
	Largeur plié	120
	Hauteur	120
Matériaux utilisés	Aluminium, Nylon+PVC	
Poids [kg]	5	
Portée max [kg]	170	
Equipment	n°4 pieds n°4 poignée	
Destination d'utilisation	Transport de patients avec pathologies appropriées, inaptes de manière temporaire ou permanente	
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I	



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it