

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	644	
Denominazione	Barella rigida fissa per stivaggio	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1860
	Larghezza	480
	Altezza	170
Materiali utilizzati	Al anodizzato, acciaio, Nylon spalmato PVC	
Peso [kg]	4,9	
Portata max [kg]	170	
Dotazioni	n°4 piedini	
Destinazione d'uso	Trasporto a mano di pazienti in posizione orizzontale e con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili.	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	108971
	CND	V0899



2105

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it