


BULLETIN TECHNIQUE

Code article	644
Dénomination	Civière rigide fixe pour le rangement
Dimensions [mm]	Longueur 1860
	Largeur 480
	Hauteur 170
Matériaux utilisés	Aluminium, acier, Nylon+PVC
Poids [kg]	4,9
Portée max [kg]	170
Equipment	n°4 pieds
Destination d'utilisation	Transport à la main de patients en position horizontale et avec des pathologies compatibles, avec incapacité temporaire ou permanente
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it