


## SCHEMA TECNICA

|   |   |
|---|---|
| <b>Codice articolo</b>                              | <b>646</b>  |
| <b>Denominazione</b>                                | <b>Barella rigida pieghevole</b>  |
| <b>Dimensioni [mm]</b>                              | Lunghezza 2010  |
|   | Lunghezza ripiegata 1010  |
|   | Larghezza 500   |
|   | Altezza 140   |
| Spessore ripiegata                                  | 170   |
| <b>Materiali utilizzati</b>                         | Al anodizzato, acciaio, Nylon spalmato PVC  |
| <b>Peso [kg]</b>                                    | 6,2   |
| <b>Portata max [kg]</b>                             | 170   |
| <b>Dotazioni</b>                                    | n°4 piedini   |
| <b>Destinazione d'uso</b>                           | Trasporto a mano di pazienti in posizione orizzontale e con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili. |
| <b>Conformità</b>                                   | MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I   |
| <b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b> | RDM 108967  |
|   | CND V0899   |



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: [info@meber.it](mailto:info@meber.it)