

SCHEMA TECNICA

Codice articolo	660	
Denominazione	Barella pieghevole in 4 con impugnature telescopiche estraibili	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1920 ÷ 2160
	Lunghezza ripiegata	940
	Larghezza	570
	Larghezza ripiegata	110
	Altezza	180
	Spessore ripiegata	210
Materiali utilizzati	Al anodizzato, acciaio, Nylon spalmato PVC	
Peso [kg]	9,3	
Portata max [kg]	170	
Dotazioni	n°4 piedini n°4 maniglie	
Destinazione d'uso	Trasporto a mano di pazienti in posizione orizzontale e con patologie compatibili, temporaneamente o permanentemente inabili.	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	108975
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it