



## BULLETIN TECHNIQUE

<b>Code article</b>	<b>7062/4RG PROOF</b>	
<b>Dénomination</b>	<b>TITANUS - Chariot à chargement automatique en inox, certifié à hauteur variable avec 4 roues pivotantes version haute</b>	
<b>Dimensions [mm]</b>	Longueur	1970
	Longueur plié	2000
	Largeur	440
	Largeur de l'essieu arrière	560
	Hauteur MAX	890
	Hauteur intermédiaire	610
	Hauteur plié	250
	Hauteur de chargement	680 ÷ 720
<b>Matériaux utilisés</b>	AISI 304, ABS, HDPE	
<b>Roues</b>	n°4 Ø200 mm n°2 Ø125 mm n°2 Ø100 mm n°2 Ø60 mm	
<b>Poids [kg]</b>	37	
<b>Portée max [kg]</b>	220	
<b>Destination d'utilisation</b>	Transport de patients en position allongée et chargement dans les véhicules de secours de patients présentant des pathologies compatibles, avec des brancards fixes fabriqués par ME.BER.	
<b>Conformité</b>	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2207

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)