



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7077/4RG PROOF	
Dénomination	MERCURY 5 – Chariot brancard inoxydable à 5 positions avec 4 roues pivotantes - version haute	
Dimensions [mm]	Longueur	1970
	Longueur avec chariot de chargement abaissé	1670
	Largeur	570
	Hauteur	1010 · 910 · 820 · 700 · 390
	Hauteur plié	310
	Hauteur de chargement	690 ÷ 710
Matériaux utilisés	AISI 304, Aluminium, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm	
Poids [kg]	49,5	
Portée max [kg]	250	
Destination d'utilisation	Transport en position allongée de patients présentant des pathologies adaptées, en incapacité temporaire ou permanente	
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2308

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it