



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7080/4RG PROOF	
Denominazione	MERCURY LITE - Barella autocaricante in alluminio con 4 ruote girevoli	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Lunghezza con carrello abbassato	1650
	Larghezza	570
	Altezza max	950
	Altezza intermedia	720
	Altezza piegata	310
	Altezza di carico	640 ÷ 660
	Peso [kg]	40
Portata max [kg]	250	
Materiali utilizzati	Leghe Al, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 · n°2 Ø150 · n°2 Ø60	
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Schienale: inclinazione 0 ÷ 75° (p.o.) • Trendelenburg: inclinazione 0 ÷ 20° 	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 – Dispositivo Medico di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	699467
	CND	V0899



2405

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it