



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7080/4RG PROOF
Dénomination	MERCURY LITE – Chariot brancard en aluminium à hauteur variable avec 4 roues pivotantes
Dimensions [mm]	Longueur 1970
	Longueur avec chariot de chargement abaissé 1650
	Largeur 570
	Hauteur MAX 950
	Hauteur intermédiaire 720
	Hauteur plié 310
	Hauteur de chargement 640 ÷ 660
Poids [kg]	40
Portée max [kg]	250
Matériaux utilisés	Alliages d'aluminium, HDPE
Roues	n°4 Ø200 · n°2 Ø150 · n°2 Ø60
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Dossier : inclinaison 0 ÷ 75° (p.h.) • Trendelenburg: inclinaison 0 ÷ 20°
Destination d'utilisation	Transport en position allongée de patients présentant des pathologies adaptées, en incapacité temporaire ou permanente
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789



2405

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it