



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7092 PROOF	
Denominazione	MERCURY EL - Barella autocaricante nera in acciaio verniciato vers. Bassa certificata EN 1865	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Larghezza	570
	Altezza max	950
	Altezza piegata	310
	Altezza di carico	640 ÷ 660
Materiali utilizzati	S235JR, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 (2 fisse+2 girevoli) n°2 Ø150 n°2 Ø60	
Peso [kg]	40	
Portata max [kg]	250	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2301

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it