



BULLETIN TECHNIQUE

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| Code article | 7092 PROOF | |
| Dénomination | MERCURY EL - Brancard à chargement automatique certifié | |
| Dimensions [mm] | Longueur | 1970 |
| | Largeur | 570 |
| | Hauteur MAX | 950 |
| | Hauteur plié | 310 |
| | Hauteur de chargement | 640 ÷ 660 |
| Matériaux utilisés | S235JR, ABS, HDPE | |
| Roues | n°4 Ø200 (2 fixé+2 pivotant) n°2 Ø150 n°2 Ø60 | |
| Poids [kg] | 40 | |
| Portée max [kg] | 250 | |
| Destination d'utilisation | Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours | |
| Conformité | MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789 | |



2301

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it