



SCHEMA TECNICA

Codice articolo	7094/H3 PROOF
Denominazione	MERCURY EL - Barella autocaricante nera in acciaio verniciato ad altezza variabile vers. alta certificata EN 1865
Dimensioni [mm]	Lunghezza 1970
	Larghezza 570
	Altezza max 990
	Altezza intermedia 750
	Altezza piegata 310
	Altezza di carico 690 ÷ 710
Materiali utilizzati	S235JR, ABS, HDPE
Ruote	n°4 Ø200 mm (2 fisse+2 girevoli) n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm
Peso [kg]	41
Portata max [kg]	250
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789



2307

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it