



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7094 PROOF	
Dénomination	MERCURY EL - Brancard à chargement automatique certifié - version haute	
Dimensions [mm]	Longueur	1970
	Largeur	570
	Hauteur MAX	990
	Hauteur plié	310
	Hauteur de chargement	690 ÷ 710
Matériaux utilisés	S235JR, ABS, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 (2 fixé+2 pivotant) n°2 Ø150 n°2 Ø60	
Poids [kg]	41	
Portée max [kg]	250	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2301

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it