



## SCHEMA TECNICA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Codice articolo</b>      | <b>7095/4RG PROOF</b>   |
| <b>Denominazione</b>        | <b>"MERCURY LITE 5" Barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865</b>   |
| <b>Dimensioni [mm]</b>      | Lunghezza 1970  |
|                             | Lunghezza con carrello abbassato 1670   |
|                             | Larghezza 570   |
|                             | Altezza 950 – 870 – 790 – 685 – 390   |
|                             | Altezza ripiegata 310   |
| Altezza di carico 640 ÷ 660 |   |
| <b>Materiali utilizzati</b> | Leghe Al  |
| <b>Ruote</b>                | n°4 Ø200 mm<br>n°2 Ø150 mm<br>n°2 Ø60 mm  |
| <b>Peso [kg]</b>            | 41  |
| <b>Portata max [kg]</b>     | 250   |
| <b>Destinazione d'uso</b>   | Trasporto, in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. La barella è idonea al trasporto dei pazienti su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio |
| <b>Conformità</b>           | MDR 2017/745 - DM di Classe I<br>Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789  |



2306

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)