



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7097/4RG PROOF
Denominazione	MERCURY LITE 5 - Barella autocaricante in alluminio, 5 posizioni, versione alta con 4 ruote girevoli, certificata EN 1865
Dimensioni [mm]	Lunghezza 1970
	Lunghezza con carrello abbassato 1670
	Larghezza 570
	Altezza 1000 - 900 - 810 - 685 - 390
	Altezza ripiegata 310
Altezza di carico 690 ÷ 710	
Materiali utilizzati	Leghe di Alluminio, HDPE
Ruote	n°4 Ø200 mm n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm
Peso [kg]	42
Portata max [kg]	250
Destinazione d'uso	Trasporto, in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. La barella è idonea al trasporto dei pazienti su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789



2306

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it