



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7097/4RG PROOF	
Dénomination	MERCURY LITE 5 – Chariot brancard en aluminium à 5 positions avec 4 roues pivotantes – version haute	
Dimensions [mm]	Longueur	1970
	Longueur avec chariot de chargement abaissé	1620
	Largeur	570
	Hauteur	1000 · 900 · 810 · 685 · 390
	Hauteur plié	310
	Hauteur de chargement	690 ÷ 710
Matériaux utilisés	Alliages d'aluminium, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm	n°2 Ø150 mm n°2 Ø60 mm
Poids [kg]	42	
Portée max [kg]	250	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2306

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it