



SCHEMA TECNICA

| | | | |
|---|--|---|--|
| Codice articolo | 7112 PROOF | | |
| Denominazione | EVOX - Barella sedia autocaricante certificata | | |
| Dimensioni [mm] | Lunghezza | 1930 | |
| | Lunghezza piegata | 1980 | |
| | Lunghezza min posizione sedia | 1230 | |
| | Larghezza | 600 | |
| | Altezza | 800 | |
| | Altezza piegata | 270 | |
| Altezza di carico | 670 | | |
| | Materiali utilizzati | AISI304, Leghe Al, HDPE | |
| | Ruote | n°4 Ø200 mm (2 fisse+2 girevoli) n°4 Ø100 mm n°4 Ø80 mm | |
| Peso [kg] | 44,5 | | |
| Portata max [kg] | 220 | | |
| Destinazione d'uso | Trasporto, in posizione distesa o seduta, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili. | | |
| Conformità | Regolamento 2017/745 - DM di Classe I Certificato EN 1789 | | |
| Classificazione Nazionale Dispositivi Medici | RDM | 1248208 | |
| | CND | V0899 | |



2105

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it