



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7112	
Dénomination	Chaise brancard à chargement automatique certifiée « EVOX »	
Dimensions [mm]	Longueur	1930
	Longueur plié	1980
	Longueur min en la position chaise	1230
	Largeur	600
	Hauteur	800
	Hauteur plié	270
	Hauteur de chargement	670
Matériaux utilisés	AISI 304, Al, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm n°4 Ø100 mm n°4 Ø60 mm	
Poids [kg]	44,5	
Portée max [kg]	220	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongé ou assise et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2204

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it