



SCHEMA TECNICA

Codice articolo	7122/AZ	7122/V
Denominazione	GECKO – Barella autocaricante entry-level	
	Azzurra	Verde
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Larghezza	560
	Altezza max	905
	Altezza piegata	300
	Altezza di carico	620
Materiali utilizzati	S235JR, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 mm (2 fisse c/freno + 2 girevoli) n°2 Ø125 mm	
Peso [kg]	37	
Portata max [kg]	170	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	225574
	CND	V0899



2207

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it