



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7122/AZ	7122/V
Dénomination	Brancard à chargement automatique « GECKO » d'entrée de gamme	
	Bleu clair	Verte
Dimensions [mm]	Longueur	1970
	Largeur	560
	Hauteur MAX	905
	Hauteur plié	300
	Hauteur de chargement	620
Matériaux utilisés	S235JR, ABS, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm (2 fixe avec frein + 2 pivotants) n°2 Ø125 mm	
Poids [kg]	37	
Portée max [kg]	170	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017/745 - DM di Classe I	



2207

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it