



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7240/INC PROOF	
Denominazione	Barella autocaricante per incubatrice "FROG PLUS" con predisposizione per gancio certificato	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1950
	Lunghezza con carrello abbassato	1660
	Larghezza	560
	Altezza max	820
	Altezza piegata	270
Ruote	Altezza di carico	600 ÷ 660
	n°4 Ø200 mm (2 fisse+2 girevoli)	
	n°4 Ø125 mm	
	n°2 Ø100 mm	
Peso [kg]	38	
Portata max [kg]	250	
Materiali utilizzati	AISI304, HDPE	
Destinazione d'uso	Trasporto di incubatrici. La barella è idonea al trasporto di incubatrici su veicoli opportunamente predisposti con i relativi sistemi di fissaggio	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificata UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	101401
	CND	V0899



2306

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it