



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7240/INC PROOF	
Dénomination	Brancard à chargement automatique « FROG PLUS INC PROOF » pour incubateur avec prédisposition pour crochet certifié	
Dimensions [mm]	Longueur	1950
	Longueur avec chariot de chargement abaissé	1660
	Largeur	560
	Hauteur MAX	850
	Hauteur plié	270
Roues	Hauteur de chargement	600 ÷ 660
	n°4 Ø200 mm n°4 Ø150 mm n°2 Ø60 mm	
Poids [kg]	38	
Portée max [kg]	250	
Matériaux utilisés	AISI 304, HDPE	
Destination d'utilisation	Transport des incubateurs. Le brancard permet de transporter des couveuses dans des véhicules équipés de systèmes d'arrimage appropriés.	
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1789	



2306

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it