



SCHEMA TECNICA

Codice articolo	7240 PROOF	
Denominazione	FROG PLUS – Barella autocaricante con trendelenburg certificata	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1950
	Lunghezza con carrello abbassato	1660
	Larghezza	560
	Altezza max	920
	Altezza piegata	325
	Altezza di carico	600 ÷ 660
Peso [kg]	44	
Portata max [kg]	250	
Materiali utilizzati	AISI304, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 mm (2 fisse+2 girevoli) n°4 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificata UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	101401
	CND	V0899



2306

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it