



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7240 PROOF	
Dénomination	FROG PLUS - Brancard à chargement automatique certifié EN 1865 avec trendelenburg	
Dimensions [mm]	Longueur	1950
	Longueur avec chariot de chargement abaissé:	1660
	Largeur	560
	Hauteur MAX	920
	Hauteur plié	325
	Hauteur de chargement	600 ÷ 660
Poids [kg]	44	
Portée max [kg]	250	
Matériaux utilisés	AISI 304, ABS, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm (2 fixes + 2 pivotant) n°4 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2306

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it