



## SCHEMA TECNICA

<b>Codice articolo</b>	<b>7260 PROOF</b>	
<b>Denominazione</b>	<b>FROG LITE - Barella autocaricante in alluminio con trendelenburg certificata</b>	
<b>Dimensioni [mm]</b>	Lunghezza	1960
	Lunghezza con carrello abbassato	1670
	Larghezza	560
	Altezza max	915
	Altezza piegata	310
	Altezza di carico	600 ÷ 660
<b>Peso [kg]</b>	36,9	
<b>Portata max [kg]</b>	250	
<b>Materiali utilizzati</b>	Leghe Al, HDPE	
<b>Ruote</b>	n°4 Ø200 mm (2 fisse+2 girevoli) n°4 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
<b>Destinazione d'uso</b>	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
<b>Conformità</b>	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-1 – UNI EN 1789	
<b>Classificazione Nazionale Dispositivi Medici</b>	RDM	513972
	CND	V0899



2410

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270  
43124 Fontanini (Parma) Italy  
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:  
[info@meber.it](mailto:info@meber.it)