



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7265 PROOF	
Dénomination	FROG LITE ADVANCE - Brancard à chargement automatique en aluminium avec leviers amovibles et Trendelenburg certifié	
Dimensions [mm]	Longueur	1960
	Longueur avec chariot de chargement abaissé	1670
	Largeur	560
	Hauteur MAX	915
	Hauteur plié	310
	Hauteur de chargement	600 ÷ 660
Poids [kg]	38,3	
Portée max [kg]	250	
Matériaux utilisés	Aluminium, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm (2 fixes + 2 pivotant) n°2 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017-745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-1 - UNI EN 1789	



2410

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Membre unique. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it