



SCHEDA TECNICA

Codice articolo	7270 PROOF	
Denominazione	MBS-01 MEBER BARIATRIC STRETCHER - Barella autocaricante per trasporto bariatrico certificata EN 1865	
Dimensioni [mm]	Lunghezza	1970
	Larghezza	560
	Altezza max	920
	Altezza piegata	250
	Altezza di carico	600
Peso [kg]	47,5	
Portata max [kg]	350	
Materiali utilizzati	AISI304, ABS, HDPE	
Ruote	n°4 Ø200 mm (2 fisse c/freno +2 girevoli) n°2 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
Destinazione d'uso	Trasporto in posizione distesa, di pazienti con patologie idonee, temporaneamente o permanentemente inabili	
Conformità	MDR 2017/745 - DM di Classe I Certificato UNI EN 1865-3 – UNI EN 1789	
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici	RDM	1513629
	CND	V0899



2306

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it