



BULLETIN TECHNIQUE

Code article	7270 PROOF	
Dénomination	MBS-01 MEBER BARIATRIC STRETCHER - Chariot brancard pour le transport bariatrique	
Dimensions [mm]	Longueur	1970
	Largeur	560
	Hauteur max	920
	Hauteur plié	250
	Hauteur de chargement	600
Poids [kg]	47,5	
Portée max [kg]	350	
Matériaux utilisés	AISI 304, ABS, HDPE	
Roues	n°4 Ø200 mm (2 fixes avec frein +2 rotatives) n°2 Ø125 mm n°2 Ø100 mm	
Destination d'utilisation	Le transport de patients en position allongée et chargement on véhicule de secours	
Conformité	MDR 2017/745 – Dispositif médical de Classe I Certifié UNI EN 1865-3 - UNI EN 1789	



2306

Tous les droits sont réservés à Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Des modifications aux images ou au contenu peuvent être apportées sans préavis. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale n'est pas responsable des dommages dérivant du manque ou de l'inexactitude des informations contenues dans ce document. Les images utilisées dans ce document sont à titre indicatif seulement.

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270
43124 Fontanini (Parma) Italy
Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail:
info@meber.it